

# Porovnanie funkcií načúvacích prístrojov **ReSound**

## Key 2

6 kanálov

- **Adaptívna smerovosť** - dynamicky mení zameranie mikrofónov s cieľom znížiť hlasné zvuky okolia pre lepšiu zrozumiteľnosť reči.
- **Soft switching** – plynulé prepínanie medzi omni a smerovým mikrofónom
- **Enviromental Classifier** - Analyzuje prichádzajúce zvuky a klasifikuje ich podľa prostredia počúvania.
- **Expanzia** – potlačenie monotónnych zvukov v pozadí (napr. chladnička)
- **DFS Ultra II** – eliminácia pískania
- **Wind Guard** - Potlačenie hluku vetra
- Tinnitus Sound Generator
- Pripojenie bezdrôtového príslušenstva
- Pripojenie k aplikácii **ReSound Smart 3D**

## Key 3

8 kanálov

- **Adaptívna smerovosť “Multiscope”** - Individuálne nastavenie uhlu adaptívnej smerovosti
- Synchronizovaná zmena programu
- Synchronizovaná zmena hlasitosti
- Priamy prenos zuku z iOS zariadení a kompatibilných Android zariadení.
- + všetky funkcie **Key 2**

## Key 4

12 kanálov

- **Prirodzená smerovosť** – napodobňuje prirodzené smerové pocity využitím „monitorovacieho“ a „zameriavacieho“ ucha, pre vytvorenie obrazu okolia.
- **Synchronizovaný soft switching** – využitie ear-to-ear synchronizácie pri prepínaní mikrofónu.
- **Music mode** - Najmodernejší režim pre počúvanie hudby
- **Impulse Noise Reduction** – Znižuje zosilnenie náhlych, hlasných zvukov. Zlepšuje pohodlie počúvania pri impulzívnych zvukoch, ako je cinkanie príboru alebo kľúčov.
- + všetky funkcie **Key 2 , 3**

Viac informácií



**AUDIOFON s.r.o**

Výhradný distribútor načúvacích prístrojov ReSound pre Slovensko

ReSound GN

## LiNX Quattro 5

12 kanálov

- **Prirodzená smerovosť** –napodobňuje prirodzené smerové počutie využitím „monitorovacieho“ a „zameriavacieho“ ucha, pre vytvorenie obrazu okolia
- **Adaptívna smerovosť** - dynamicky mení zameranie mikrofónov s cieľom znížiť hlasné zvuky okolia pre lepšiu zrozumiteľnosť reči
- **Directional Mix Processor** - Rozlišuje nízke a vysoké tóny pre rozdielne nastavenie smerovosti mikrofónov. Zachováva sa tak kvalitnejší zvuk a lepšia schopnosť porozumieť reči pri stálom vnímania okolia.
- **Soft switching** – plynulé prepínanie medzi omni a smerovým mikrofónom
- **Wind Guard** - potlačenie hluku vetra
- **Expanzia** –potlačenie monotónnych zvukov v pozadí (napr. chladnička)
- **DFS Ultra II** –eliminácia pískania
- **Music mode** - najmodernejší režim pre počúvanie hudby
- Synchronizovaná zmena programu a hlasitosti
- Pripojenie k aplikácii a priame streamovanie zvuku z iOS a kompatibilných Android zariadení

## LiNX Quattro 7

14 kanálov

- **Binaurálna smerovosť** - využitie ear-to-ear synchronizácie pre správne nastavenie smerových mikrofónov pre kvalitnejší zvuk a binaurálny obraz okolia.
- **Synchronizovaný soft switching** – využitie ear-to-ear synchronizácie pri prepínaní smerovosti mikrofónov
- **Adaptívna smerovosť “Multiscope”** - Individuálne nastavenie uhlu adaptívnej smerovosti
- **Enviromental Optimiser**–automatické prenastavenie všetkých parametrov načúvacích prístrojov vzhľadom na počúvaciu situáciu, v ktorej sa používateľ nachádza
- **Impulse Noise Reduction** –potlačenie hlasných a nárazových zvukov
- + všetky funkcie **LiNX Quattro 5**

## LiNX Quattro 9

17kanálov

- **Adaptívna smerovosť “autoscope”** - automatické nastavenie uhlu adaptívnej smerovosti vzhľadom na posluchoвую situáciu v ktorej sa používateľ nachádza.
- **Binaurálna smerovosť III (pokročilá)** – využitie ear-to-ear synchronizácie pre výnimočné priestorové počutie a dobré počutie reči
- **Spatial Sense** – najmodernejšia inovatívna funkcia, vďaka ktorej si aj pri nosení dvoch prístrojov zachováte priestorové počutie. Prístroje inteligentne pridávajú/uberajú zosilovací výkon a ukladajú do popredia zvuky ktoré sú podstatné pre zachovanie vnímania okolia.
- **Binaural Enviromental Optimiser** – automatické prenastavenie načúvacích prístrojov vzhľadom na počúvaciu situáciu v ktorej sa používateľ nachádza. Pri nosení dvoch prístrojov je využitá synchronizácia pre tie najlepšie výsledky.
- **Adjustable Directional Mix** – Nastaviteľná reprodukcia vysokých a nízkych tónov tak, aby bola smerovosť ešte prirodzenejšia
- + všetky funkcie **LiNX Quattro 5 , 7**