




13

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ŠUKL kód podskupina | N1548A<br>N1.2 |
| Cena                | 306,19€        |
| Úhrada poisťovne    | 306,19€        |
| Doplatok pacienta   | 0,00€          |



## Scene Detect

Automatické pre nastavenie prístrojov podľa okolitej situácie (6 detekovaných situácií)



## Adaptívna smerovosť

Adaptívne nastavenie mikrofónov na základe algoritmu a situácie okolo Vás, pre čisté porozumenie reči



## Synchronizácia

Bezdrôtová komunikácia dvoch NP pre jednoduché používanie - stačí ovládať len jeden prístroj



## Potlačenie hluku

Pokročilé potlačenie hlasných zvukov a hluku vetra pomocou algoritmu



## Audio streaming

Bezstarostný prenos hudby a telefonátov priamo do prístrojov zo zariadení Apple



## 16 kanálov

Krištáľový zvuk vďaka rozsahu 10kHz a 16 kanálom. Procesor Lewi si hravo poradí s akýmkoľvek zvukom




## Multistreamer PRO

- Prenos zvuku z telefónu, TV alebo PC
- Externý mikrofón
- Handsfree telefonovanie

99,00 €


## Audifon app

Plné ovládanie načúvacích prístrojov zo zariadení iOS a Android.



312


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ŠUKL kód podskupina | N1724A<br>N4.1 |
| Cena                | 210,00€        |
| Úhrada poisťovne    | 210,00€        |
| Doplatok pacienta   | 0,00€          |






Čistiace utierky

Spoločné čistenie zvukovodných načúvacích prístrojov od ušného mazu. (25 ks)



Sušiace kapsule

Určené na základné vysušenie načúvacieho prístroja v kombinácii so sušiacou vaničkou. (4 ks)



Čistiace tablety

Hĺbkové čistenie individuálnych koncoviek a dómkov od ušného mazu a iných nečistôt. (20 ks)



Čistiaca vanička

Uľahčuje čistenie individuálnych koncoviek tabletami vďaka vstavanému sitku.



Sušiacia vanička

Uľahčuje sušenie načúvacích prístrojov vďaka vstavanému sitku.



Čistiaci BTE set

Kompletná starostlivosť o individuálne koncovky. Obsahuje 4ks čistiacich tabliet, čistiacu vaničku a prefukujúci balónik



Sušiaci box Dry Go

Automatické sušenie načúvacích prístrojov od potu a iných tekutín



Dezinfekčný UV-C sušiaci box

Automatické sušenie načúvacích prístrojov od potu a iných tekutín v kombinácii s dezinfekciou pomocou UV-C svetla.

Pre aktuálne ceny a jednoduché objednanie navštívte [eshop.audiofon.sk](http://eshop.audiofon.sk)

