


















Všetky naše individuálne ušné koncovky sú vyrábané **technológiou 3D tlače** s najvyššou možnou presnosťou.
Pre otázky alebo špeciálne požiadavky kontaktujte priamo našich výrobných špecialistov na **vyroba@audiofon.sk**

<p>Tvrdé akrylátové</p> <p>Cena: 12,50€ Poistovňa: 12,50€ Doplatok: 0,00€</p>	<p>Plná N30715</p> 	<p>Plne odľahčená N30714</p> 	<p>Strmeň N30714</p> 	<p>Zámka v helixe N30714</p> 
	<p>Polovičná ušnica N30714</p> 	<p>Zátka s opierkou N30714</p> 	<p>Zátka N30714</p> 	<p>Schodíkový venting N30714</p>  <p><small>*náhrada za OF hadičku, zachováva ucho otvorené</small></p>

<p>Mäkké silikónové</p> <p>Cena: 12,50€ Poistovňa: 12,50€ Doplatok: 0,00€</p>	<p>Plná N30716</p> 	<p>Zátka N30716</p> 	<p>Plavecká ochrana N30719</p> 	<ul style="list-style-type: none">  neónová žltá  neónová zelená  neónová ružová  transparentná ružová
---	---	--	---	--

<p>RIE koncevka</p> <p>Cena: 23,86€ Poistovňa: 12,50€ Doplatok: 11,36€</p>	<p>N87941</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšuje fixáciu reproduktora v uchu a prináša konštatný výsledok zosilenia • Vhodné pre zvučkovody v ktorých dobre nedrží dómik • Najmä pre straty sluchu nad 40dB na frekvenciách do 1 kHz • Možnosť pridať venting <u>(v závislosti na veľkosti zvučkovodu)</u> • Je potrebná častejšia výmena cerumenových filtrov na reproduktore.
--	--	--

Správny odtlačok



- 1. Koncha** - Uistite sa, že je koncha okrúhla a plná, bez bubliniek alebo deformít.
- 2. Zvukovod** - dĺžka zvukovodovej časti odtlačku má jasne ukazovať druhý ohyb a mierne ho presahovať.
- 3. Helix** - Mal by byť viditeľný helix vrátane špičky
- 4. Tragus** - Uistite sa, že tragus je úplne vyplnený a v odtlačku je jasne vidieť jeho zárez.
- 5. Smerovanie** - Skontrolujte, či je špička odtlačku rovná a jasne ukazuje smer na bubienok.