



Môže predpisovať len foniater

platný od 1.4.2025



Úhrada
deti

Doplatok
deti

Úhrada
dospelí

Doplatok
dospelí

477,26€

0,00€

382,29€

94,97€

477,26€

85,90€

382,29€

180,89€

Bez úhrady ZP
(len na priamu platbu)

Typ

ŠUKL kód
podskupina

Cena

61 DRW

NEXIA 4 60S / 61

N7486A
N1.4

477,26€

NEXIA 5 60S / 61

N7484A
N1.4

563,18€

NEXIA 7 60S / 61

N7482A
N1.4

680,00€

NEXIA 9 60S / 61

N7480A
N1.4

1 090,00€



88 BTE

NEXIA 4 77 / 88

N7485A
N1.4

477,26€

NEXIA 5 77 / 88

N7483A
N1.4

563,18€

NEXIA 7 77 / 88

N7481A
N1.4

680,00€

NEXIA 9 77 / 88

N7479A
N1.4

1 090,00€



ITC - DW

NEXIA 4 ITE / ITC

N7486A
N1.4

477,26€

NEXIA 5 ITE / ITC

N7484A
N1.4

563,18€

NEXIA 7 ITE / ITC


N7482A
N1.4

680,00€

NEXIA 9 ITE / ITC

N7480A
N1.4

1 090,00€



CIC

NEXIA 4 CIC

N7486A
N1.4

477,26€

NEXIA 5 CIC

N7484A
N1.4

563,18€

NEXIA 7 CIC

N7482A
N1.4

680,00€

NEXIA 9 CIC

N7480A
N1.4

1 090,00€



bez bezdrôtových
funkcionalít

CROSS 177

NEXIA CROSS 160S

N7486A
N1.4

477,26€

NEXIA CROSS 177

N7485A
N1.4

477,26€



477,26€

0,00€

382,29€

94,97€

477,26€

0,00€

320,51€

156,75€

Bezdrôtový CROSS systém slúži na **kompensáciu jednostrannej hluchoty** prenosom zvuku do načúvacieho prístroja na druhom uchu používateľa.

Prevedenie prístroja CROSS **musí byť rovnaké** ako prístroj na druhom uchu. (RIE 60S/61+ 160S alebo BTE 77/88 + 177)

Nabíjací zvukovodový prístroj ITE-DWC je **kompatibilný iba s CROSS 177**

CROSS systém **nie je kompatibilný** s batériovými zvukovodovými prístrojmi ITC a CIC

typ nabíjačky	vstavaný akumulátor	k jednému NP	k dvom NP
	RIE nabíjačka premium		120,00 € 60,00 €
	RIE nabíjačka stolová		45,00 € 0,00 €
	BTE nabíjačka stolová		45,00 € 0,00 €
	ITE nabíjačka na mieru		45,00 € 0,00 €

Základné RIE reproduktory SF3



LP
do 80 dB



MP
do 90 dB
základná
verzia



HP
do 100 dB

RIE koncovka



ŠÚKL kód:
N87941
Doplatok: 11,36€

Prémiový RIE reproduktor



Jedinečné umiestnenie tretieho mikrofónu v externom reproduktore využíva unikátny tvar ucha používateľa a umožňuje počuť zvuk tak, ako to príroda zamýšľala.

doplatok 25,00 €

dostupné iba vo verzii LP - strata do 80 dB



Silver

Champagne
základná
farba

Gold

Bronze

Grey

Graphite

Espresso

Deep black



Anthracite



Medium Brown



Beige



Light Beige
základná
farba



Brown



Dark Brown